



BELISLASER

Diode Trilaser Hair Removal Machines 카탈로그

Contact us for more catalogs of Hair removal Machines, Cryolipolysis Cavitation RF Fat Reducing Machine, EMSlim Body Sculpting machine, Hydrofacial Skin Tester 2 in 1 machine, Nd yag Laser and Pico Laser machine, HIFU and Vaginal HIFU machine, CO2 Laser Fractional Machine, Hair Growth Machine, RF Cavitation machine Micro needle RF, 등

BELISLASER

?? ???

>>> ?? ??

정저우 벨리스 전자 기술 유한 회사는 유럽, 남미 및 라틴 아메리카에서 강력한 입지를 구축하고 있는 세계적으로 인정받는 혁신적이고 진보된 의료 미용 장비 제조업체입니다. IPL, E-light, 고주파, 캐비테이션, Nd-YAG 레이저, 다이오드 레이저, 프랙셔널 CO2 레이저, 리포라 레이저 시스템, 피부 분석기 등 다양한 첨단 기기를 제공합니다. 멕시코, 칠레, 스페인에 걸쳐 성숙한 판매 네트워크를 보유하고 있으며, 멕시코의 전담 세관 에이전트와 규정 준수를 위한 Cofepris 인증의 지원을 받고 있습니다. 현지 엔지니어와 협력하여 탁월한 판매 후 기술 지원을 제공함으로써 고객이 안정적이고 효율적인 서비스를 받을 수 있도록 보장합니다.



Shr 및 트라이레이저 기술을 갖춘 클리닉 다이오드 레이저 제모기

품목 번호: BL-808



소개

모든 피부톤에 적합한 고급스럽고 통증 없는 다이오드 제모 레이저를 만나보세요. 최첨단 기술로 영구적인 결과를 얻으세요.

자세히 알아보기

매개변수	사양
주파수	20Hz 초고속 주파수
보증	1억 샷 보증
터치 스크린	1.54인치 터치 스크린
파장	755nm, 808nm, 940nm, 1064nm
스팟 크기	12*12mm, 15*15mm, 12*24mm, 20*40mm
치료 접촉면	사파이어 크리스탈
전력	3000w
핸들 전력	600w-2000w (선택 사항)
파장 (선택 사항)	755nm, 808nm, 940nm, 1064nm (선택 사항)
기계 화면	15인치
핸들 화면	1.54인치
에너지 밀도	1-150J/cm2 (편차 $\leq \pm 2\%$)
펄스 폭 범위	1-200ms
스팟 크기 (선택 사항)	12*12mm, 12*36mm, 12*24mm, 20*40mm (선택 사항)
주파수 범위	1-20Hz
냉각 시스템	TEC 냉각 시스템
순중량	65kg
치수	470*570 *1330mm
패키지 크기	530*490*1120mm
전압	AC220V $\pm 10\%$ 10A 50HZ, 110V $\pm 10\%$ 10A 60HZ
온도	-30°C까지 도달 가능

클리닉용 다이오드 레이저 Shr 트리레이저 제모기

품목 번호: BL-806



소개

모든 피부 타입에 통증 없고 효과적인 시술을 위한 다이오드 레이저 제모기를 만나보세요. 안전하고 다재다능하며 첨단 기술을 자랑합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
레이저 유형	다이오드 레이저
파장	808nm
샷 수	20,000,000 (2천만)
디스플레이	10.4인치 컬러 터치스크린
반복 속도	0-15Hz
스팟 크기	15*15mm
주파수	10-150J/cm ²
냉각 시스템	물 + 공기 + 반도체 (사파이어 냉각 팁)
펄스 폭	10~400ms
전력	3000W
전압	110V/220V, 50HZ/60HZ

뷰티 클리닉용 트라이레이저 다이오드 제모기

품목 번호: BL-807



소개

모든 피부 타입에 효과적이고 통증 없는 제모를 위한 트라이레이저 다이오드 제모기를 만나보세요. 지금 바로 고급 기능과 이점을 알아보세요!

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
레이저 유형	트라이레이저 3개
파장	755nm + 808nm + 1064nm
샷	20,000,000 (2천만)
디스플레이	15인치 컬러 터치스크린 디스플레이
반복	0-15Hz
스팟 사이즈	20×40mm ²
주파수	10-150J/cm ²
냉각 시스템	물 + 공기 + 반도체 (사파이어 냉각 팁)
펄스 폭	10~400ms
전력	3000 W
전압	110V/220V, 50HZ/60HZ
무게	45 kg

피코레이저 암이 장착된 808Nm 다이오드 레이저 제모기 및 장비

품목 번호: BL-815



소개

문신 제거용 통합 피코레이저와 3파장 기술을 갖춘 전문 808nm 다이오드 레이저 제모 장비를 살펴보세요. 사파이어 냉각 기능을 통해 모든 피부 타입에 대해 빠르고 통증 없는 영구적인 제모 효과를 제공합니다. 클리닉에 최적화되어 있습니다. 견적을 요청하세요.

자세히 알아보기

적용 분야	설명	핵심 이점
전신 제모	3파장 암을 사용하여 다리, 팔, 등, 가슴, 비키니 부위의 원하지 않는 털을 영구적으로 감소시킵니다.	넓은 부위의 신속한 커버리지; 모든 피부톤에 안전함.
얼굴 제모	수염, 윗입술, 턱, 옆머리(측두부) 털을 정밀하게 제거합니다.	내장된 냉각 기능으로 민감한 얼굴 피부에 부드러움.
문신 제거	피코레이저의 1064nm, 532nm, 755nm 출력을 통해 단색 및 다색 문신(제거하기 어려운 파란색/녹색 포함)을 제거합니다.	초단파 펄스는 표피 손상과 다운타입을 최소화합니다.
색소 병변 치료	755nm 및 532nm 핸드피스로 주근깨, 기미, 일광 반점, 카페오레 반점을 제거합니다.	염증 후 색소 침착 위험이 낮은 효과적인 색소 분쇄.
혈관 병변 제거	작은 혈관을 선택적으로 가열하는 532nm 파장을 사용하여 거미 정맥과 혈관종을 치료합니다.	비침습적이고 표재성 혈관의 정밀한 폐쇄.
피부 재생	1320nm 파장은 콜라겐 자극 '헐리우드 필(Hollywood Peel)'을 수행하여 피부 질감, 미백, 모공 축소를 개선합니다.	빠르고 다운타입이 없는 리바이탈라이징 세션.

매개변수	사양
레이저 타입	트라이 레이저 (755nm, 808nm, 1064nm 결합)
주요 파장	808nm
핸들 파워	600W (표준) / 800W (옵션)
반복률	0-10 Hz
스팟 사이즈	15×15 mm ² (옵션: 15×20 mm ² , 20×25 mm ²)
에너지 밀도	10-120 J/cm ²
펄스 폭	10-400 ms
핸들당 발사 횟수	20,000,000
디스플레이	10.4" 컬러 LCD 터치스크린
냉각 시스템	워터 + 에어 + 반도체 (사파이어 팁 접촉 냉각, -5°C)
총 전력 소비	3000 W
입력 전압	110V/220V, 50/60 Hz

매개변수	사양
------	----

레이저 타입	피코레이저 (Q-스위치 Nd:YAG/KTP)
파장	1064nm, 532nm, 755nm, 1320nm (홍터 없는 1064nm 포함 5개 튜브)
펄스 에너지	0-2000 mJ
펄스 폭	<15 ns
반복률	1-10 Hz (조절 가능 0.5-3 Hz)
스팟 사이즈	1-5 mm
전원 공급	110V/220V, 6A/12A

808Nm 다이오드 레이저 제모기 755+808+1064Nm 혼합 파장 전문 장비

품목 번호: BL-814



소개

755+808+1064nm 혼합 파장, 피코초 및 OPT 기술을 갖춘 전문 808nm 다이오드 레이저 제모기입니다. 진료소에 이상적이며, 고급 냉각 기술을 통해 모든 피부 타입에 안전하고 통증 없는 영구적인 모발 감소를 제공합니다. 제모, 문신 제거, 피부 재생을 다룹니다.

자세히 알아보기

적용 분야	설명	주요 이점
영구 모발 감소 (전신 부위)	다리, 팔, 겨드랑이, 비키니 라인, 등, 가슴 및 얼굴 부위를 치료하여 장기적인 제모를 실현합니다.	완전한 치료 과정 후 최대 90% 감소된 매끄러운 털 없는 피부; 모든 피부 타입에 안전합니다.
다색 문신 제거	피코초 및 Q-스위치 모드를 사용하여 파란색, 빨간색, 갈색 및 검은색 잉크를 타겟팅합니다.	적은 회수와 낮은 흉터 위험으로 전문 및 아마추어 문신을 효과적으로 희미하게 합니다.
색소 병변 교정	선택적인 멜라닌 파괴를 통해 기미, 주근깨, 카페오레 반점 및 타박상(Nevus of Ota)을 제거합니다.	주변 정상 피부의 열 손상 없이 더 맑고 고른 피부톤을 만듭니다.
손톱 곰팡이(조갑 백선증) 치료	1064nm Nd:YAG 레이저는 손톱 판을 투과하여 곰팡이 병원체를 모든 임상 하위 유형에서 제거합니다.	전신 부작용이 없는 비침습적이고 무약물 솔루션; 손톱의 투명도와 건강을 개선합니다.
피부 재생 및 여드름 제거	OPT 프로브는 특정 스펙트럼을 방출하여 염증을 줄이고 여드름 박테리아를 죽이며 콜라겐을 자극합니다.	최소한의 가동 중단 시간으로 개선된 피부 결, 축소된 모공 크기 및 줄어든 여드름 발생.
영구 메이크업 & 마이크로블레이딩 제거	눈썹, 아이라이너 및 입술 라인 문신을 정밀하게 희미하게 합니다.	모양 손상 없이 교정 또는 완전 제거가 가능한 빠르고 정밀한 제거.
헤어라인 윤곽 및 수염 정리	미용 관리를 위해 헤어라인을 재설정하고 수염 가장자리를 다듬습니다.	얼굴의 대칭과 개인 스타일을 향상시키는 통증 없고 정확한 셰이핑.
혈관 병변 관리	표적 532nm 및 1064nm 에너지로 거미 혈관종, 체리 혈관종 및 모세혈관 확장증을 치료합니다.	자반증(명)이나 흉터 위험을 최소화하면서 혈관이 빠르게 응고되고 사라집니다.

매개변수	사양
파장	755nm - 808nm - 1064nm 혼합
작동 주파수	1 - 10 Hz (조정 가능)
에너지 밀도	1 - 150 J/cm ²
펄스 폭	1 - 400 ms (조정 가능)
출력 모드	펄스 출력
스팟 크기 옵션	12×15 mm, 12×20 mm, 12×25 mm, 20×40 mm
레이저 출력 옵션	800 W, 1200 W, 1600 W (선택 가능)
핸드피스 냉각	TEC + 사파이어 냉각

매개변수	사양
TEC 냉각 칩	12 V / 6 A

매개변수	사양
피코초 출력	3000 W

프로브 파장 1064 nm, 532 nm, 1320 nm

매개변수	사양
OPT 출력	1200 W

프로브 파장 480 nm, 530 nm, 640 nm

매개변수	사양
제품 모델	BL-814

화면 15.6인치 터치 스크린

운영 언어	영어 (사용자 정의 가능)
-------	----------------

수온 범위 5 °C – 35 °C

워터 펌프	DP-60 다이어프램 펌프, 12 V
-------	----------------------

냉각 시스템 2 × 240×120 mm 라디에이터, 18 마이크로 채널

팬	4 × 220 V 무소음 팬, 3150 RPM
---	---------------------------

유량 센서 최소 2 L/min

새시 재질	고급 ABS
-------	--------

물탱크 용량 7 L

전원 전압	220 V / 110 V (선택 가능)
-------	-----------------------

기기 치수 50 cm × 50 cm × 110 cm

포팅 치수	61 cm × 58 cm × 129 cm
-------	------------------------

무게 68 kg

클리닉용 다이오드 트리 레이저 제모기

품목 번호: BL-809



소개

다이오드 레이저 제모기: 모든 피부 타입에 안전하고 효과적이며 통증 없는 시술. 첨단 멀티 레이저 기술로 영구적인 결과를 얻으세요.

자세히 알아보기

기술 매개변수	
레이저 유형	트리 레이저
파장	755nm+808nm+1064nm
헤드	2(2cm ² 및 4cm ²)
샷	40,000,000 (4천만)
화면	15.6" 컬러 터치스크린
반복	0-10Hz
주파수	10-120J/cm ²
냉각 시스템	물 + 공기 + 반도체
펄스 폭	10~ 500ms
전력	3000 W
전압	110V/220V, 50HZ/60HZ
무게	65 kg

트리 레이저 다이오드 제모기 전문 미용 장비

품목 번호: BL-807A



소개

트리플 파장 다이오드 레이저 기계로 고통 없는 영구 제모를 경험해보세요. 755nm, 808nm, 1064nm를 결합하여 모든 피부 타입과 모발 색상을 안전하게 치료합니다. 클리닉과 프리미엄 살롱에 이상적인 이 첨단 미용 장비는 빠르고 편안한 결과를 제공합니다.

자세히 알아보기

적용 분야	설명	주요 이점
전신 제모	등, 가슴, 다리와 같은 넓은 부위의 빠른 치료; 큰 스팟과 높은 반복률로 30분 이내에 전체 세션 완료 가능.	속도와 포괄적인 커버리지
가느 & 밝은 모발 제모	더 높은 멜라닌 흡수를 갖는 755nm 알렉산드라이트 파장을 활용하여 종종 IPL 또는 단일 다이오드 시스템에 저항성을 보이는 미세한 윗입술, 턱 또는 팔뚝 모발을 효과적으로 표적합니다.	다른 방법이 실패하는 까다로운 모발 타입 치료
어두운 피부(V-VI) 치료	Nd:YAG 1064nm 파장으로, 에너지는 표피 멜라닌을 우회하여 화상 위험 없이 태닝되거나 색소 침착이 깊은 피부의 깊은 모낭에 안전하게 도달합니다.	고 광유형 환자에게 안전하고 효과적
비키니 & 민감 부위	칠 팁 냉각과 세심한 플루언스 조정으로 비키니 라인, 겨드랑이, 얼굴의 편안한 치료가 가능하며 발적이나 자극이 최소화됩니다.	환자 편안함과 신중함
남성 수염 정리 & 모낭염 예방	고에너지 펄스는 두꺼운 수염을 관통하여 모낭을 파괴하고, 면도날 범프와 구진성 모낭염(곱슬머리를 가진 남성의 일반적인 문제)을 제거하는데 도움을 줍니다.	정밀성과 지속적인 매끄러움
보충 & 유지 관리	전체 치료 시리즈 후, 가뭄의 유지 관리 세션으로 재생성을 억제합니다; 기계의 사전 설정 프로토콜은 이러한 방문을 빠르고 일관되게 만듭니다.	환자 유지 및 재발생 수익
다중 서비스 클리닉용 업그레이드	기존 미용 서비스와 통합; 트리플 파장 플랫폼은 새로운 고객을 유치하고 단순한 IPL에서 의료용 등급 레이저로 서비스 메뉴를 확장하여 ROI를 극대화합니다.	비즈니스 확장성 및 ROI
완고한 거친 모발	808nm 다이오드 파장은 두껍고 깊게 뿌리내린 모낭(예: 등, 수염) 깊숙이 침투하여 단일 파장 시스템이 성능이 떨어질 수 있는 곳에 파괴적인 열 에너지를 전달합니다.	조밀한, 말단 모발에 대한 효능

매개변수	사양
제품 항목 번호	BL-807A
레이저 유형	트리플 파장 (다이오드 + 알렉산드라이트 + Nd:YAG)
파장	755 nm, 808 nm, 1064 nm
핸드피스 구성	10 × 80W 독일 레이저 바; 총 800W (900W 옵션)
발사 횟수	20,000,000 (2천만)
디스플레이	15인치 컬러 LCD 터치스크린
반복률	0-10 Hz
스팟 크기	20 × 40 mm ²

매개변수	사양
플루언스	10-150 J/cm ² (조절 가능)
펄스 지속 시간	10-400 ms
냉각 시스템	물 + 공기 + 반도체; 사파이어 칩 팁 (-5°C)
전기 전력	3000 W
전압	110V / 220V, 50 Hz / 60 Hz
무게	45 kg



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Zhengzhou, China

