

# 트리 레이저 다이오드 제모기 전문 미용 장비

품목 번호: BL-807A



## 소개

트리플 파장 다이오드 레이저 기계로 고통 없는 영구 제모를 경험해보세요. 755nm, 808nm, 1064nm를 결합하여 모든 피부 타입과 모발 색상을 안전하게 치료합니다. 클리닉과 프리미엄 살롱에 이상적인 이 첨단 미용 장비는 빠르고 편안한 결과를 제공합니다.

## 자세히 알아보기

적용 분야	설명	주요 이점
전신 제모	등, 가슴, 다리와 같은 넓은 부위의 빠른 치료; 큰 스팟과 높은 반복률로 30분 이내에 전체 세션 완료 가능.	속도와 포괄적인 커버리지
가늘고 밝은 모발 제모	더 높은 멜라닌 흡수를 갖는 755nm 알렉산드라이트 파장을 활용하여 종종 IPL 또는 단일 다이오드 시스템에 저항성을 보이는 미세한 윗입술, 턱 또는 팔뚝 모발을 효과적으로 표적화합니다.	다른 방법이 실패하는 까다로운 모발 타입 치료
어두운 피부(V-VI) 치료	Nd:YAG 1064nm 파장으로, 에너지는 표피 멜라닌을 우회하여 화상 위험 없이 태닝되거나 색소 침착이 깊은 피부의 깊은 모낭에 안전하게 도달합니다.	고 광유형 환자에게 안전하고 효과적
비키니 & 민감 부위	쿨 팁 냉각과 세심한 플루언스 조정으로 비키니 라인, 겨드랑이, 얼굴의 편안한 치료가 가능하며 발적이나 자극이 최소화됩니다.	환자 편안함과 신중함
남성 수염 정리 & 모낭염 예방	고에너지 펄스는 두꺼운 수염을 관통하여 모낭을 파괴하고, 면도날 범프와 구진성 모낭염(곱슬머리를 가진 남성의 일반적인 문제)을 제거하는데 도움을 줍니다.	정밀성과 지속적인 매끄러움
보충 & 유지 관리	전체 치료 시리즈 후, 가금의 유지 관리 세션으로 재생성을 억제합니다; 기계의 사전 설정 프로토콜은 이러한 방문을 빠르고 일관되게 만듭니다.	환자 유지 및 재발생 수익
다중 서비스 클리닉용 업그레이드	기존 미용 서비스와 통합; 트리플 파장 플랫폼은 새로운 고객을 유치하고 단순한 IPL에서 의료용 등급 레이저로 서비스 메뉴를 확장하여 ROI를 극대화합니다.	비즈니스 확장성 및 ROI
완고한 거친 모발	808nm 다이오드 파장은 두껍고 길게 뿌리내린 모낭(예: 등, 수염) 깊숙이 침투하여 단일 파장 시스템이 성능이 떨어질 수 있는 곳에 파괴적인 열 에너지를 전달합니다.	조밀한, 말단 모발에 대한 효능

매개변수	사양
제품 항목 번호	BL-807A
레이저 유형	트리플 파장 (다이오드 + 알렉산드라이트 + Nd:YAG)
파장	755 nm, 808 nm, 1064 nm
핸드피스 구성	10 × 80W 독일 레이저 바; 총 800W (900W 옵션)
발사 횟수	20,000,000 (2천만)
디스플레이	15인치 컬러 LCD 터치스크린
반복률	0-10 Hz
스팟 크기	20 × 40 mm <sup>2</sup>

매개변수	사양
플루언스	10-150 J/cm <sup>2</sup> (조정 가능)
펄스 지속 시간	10-400 ms
냉각 시스템	물 + 공기 + 반도체; 사파이어 칩 팁 (-5°C)
전기 전력	3000 W
전압	110V / 220V, 50 Hz / 60 Hz
무게	45 kg