



BELISLASER

Multi Hifu Machine 카탈로그

Contact us for more catalogs of Hair removal Machines, Cryolipolysis Cavitation RF Fat Reducing Machine, EMSlim Body Sculpting machine, Hydrofacial Skin Tester 2 in 1 machine, Nd yag Laser and Pico Laser machine, HIFU and Vaginal HIFU machine, CO2 Laser Fractional Machine, Hair Growth Machine, RF Cavitation machine Micro needle RF, 등

BELISLASER

?? ???

>>> ?? ??

정저우 벨리스 전자 기술 유한 회사는 유럽, 남미 및 라틴 아메리카에서 강력한 입지를 구축하고 있는 세계적으로 인정받는 혁신적이고 진보된 의료 미용 장비 제조업체입니다. IPL, E-light, 고주파, 캐비테이션, Nd-YAG 레이저, 다이오드 레이저, 프랙셔널 CO2 레이저, 리포라 레이저 시스템, 피부 분석기 등 다양한 첨단 기기를 제공합니다. 멕시코, 칠레, 스페인에 걸쳐 성숙한 판매 네트워크를 보유하고 있으며, 멕시코의 전담 세관 에이전트와 규정 준수를 위한 Cofepris 인증의 지원을 받고 있습니다. 현지 엔지니어와 협력하여 탁월한 판매 후 기술 지원을 제공함으로써 고객이 안정적이고 효율적인 서비스를 받을 수 있도록 보장합니다.



22D Hifu 기기 페이스셜 기기

품목 번호: BL-517



소개

비침습적 피부 타이팅 및 바디 컨투어링을 위한 22D HIFU 기기. 이중 주파수, 콜라겐 자극, 지방 감소. 2년 보증.

자세히 알아보기

매개변수	사양
이름	22D HIFU
기능	피부 타이팅, 주름 제거, 바디 슬리밍
전압	110-240V, 50/60Hz
치료 부위	전체 얼굴, 하부 얼굴, 쇄골, 복부, 팔, 허벅지, 엉덩이
HIFU 샷	10,000/샷
총 중량	22.0 kg
패키지 크기	45*53*61cm
화면	10.4인치 터치스크린
카트리지	총 5개 (1.5mm, 3.0mm, 4.5mm, 8.0mm, 13mm)
점 간격	5.0mm-25mm
에너지	0.1-3.0J
보증	2년
표준 프로브 크기	1.5 mm, 3.0 mm, 4.5 mm
옵션 프로브 크기	6.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm, 13.0 mm, 16.0 mm, 18.0 mm
주파수	4 MHz (안면 노화 방지), 2 MHz (바디 컨투어링 및 지방 감소)

9D 7D Hifu 질 리프팅 Rf 시술

품목 번호: BL-513



소개

얼굴 및 바디용 9D HIFU 시스템: 피부 타이팅, 지방 감소, 질 회춘. 비침습적, 맞춤형 시술. 더 알아보기!

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
이름	7D HIFU+질 HIFU+레이더 카빙 헤드
기능	피부 타이팅, 주름 제거, 바디 슬리밍, 질 타이팅
전압	110-240V, 50/60Hz
치료 부위	전체 얼굴, 하악선, 쇄골 부위, 복부, 팔, 허벅지, 엉덩이, 질
HIFU 샷	20,000/단위
총 중량	18.0kg
패키지 크기	54*46*46cm
디스플레이	10.4인치 터치스크린
카트리지	7x7D HIFU (1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm, 6mm, 9.0mm, 13mm), 2x질 HIFU (3.0mm 및 4.5mm), 3*레이더 카빙 헤드
스팟 간격	5.0mm-25mm
에너지	0.1-3.0J
보증	2년

질 타이팅 Hifu 부인과 Hifu 치료

품목 번호: BL-508



소개

비침습적 질 HIFU로 타이팅, 젊음 되찾기 및 전반적인 건강 증진. 안전하고 통증 없는 시술로 지속적인 효과를 경험하세요. 자세히 알아보기!

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
전압	AC 100V-240V, 50/60Hz
HIFU 모델	질 HIFU
전력	0.1J (약함) ~ 1.0J (강함) (0.1J/단계)
간격	1.0 ~ 3.0mm (0.1mm/단계)
초점 거리	5 ~ 25mm (1.0mm/단계)
회전 각도	5°-25°
퓨즈	FL5X20/3.15A 버퍼 포함 (이중 퓨즈)
순 중량	15kg
크기	42x55x80cm

Hifu 클리닉 시술용 전문 안면 및 질 7D Hifu 시스템

품목 번호: BL-512



소개

전문 HIFU 클리닉을 위해 설계된 다용도 7D HIFU 시스템으로, 안면 및 질 시술, 바디 조각, 피부 탄력 개선 기능을 제공합니다. 미세 및 거대 집속 초음파 기능, 각 카트리지가당 최대 20,000샷을 지원하는 9개의 교체형 카트리지, 직관적인 대형 터치스크린을 갖추고 있습니다.

자세히 알아보기

적용 분야	설명	주요 효과
안면 리프팅 & 킨투어링	1.5~4.5mm 카트리지를 사용한 전체 안면 시술로 처진 뺨을 리프팅하고 턱선을 선명하게 하며 팔자주름을 부드럽게 만듭니다.	한 번의 세션에서도 눈에 띄는 탄력 개선 효과가 나타나는 비수술 안면 리프트로, 2~3개월에 걸쳐 효과가 더욱 개선됩니다.
눈가 회춘	특히 밝은 2.0mm 카트리가 눈가 주름, 다크서클/눈 밑 처짐, 눈썹 처짐을 타겟팅하여 안와 테두리 주변에도 안전하게 에너지를 전달합니다.	안구 구조에 열 손상을 주지 않고 잔주름을 감소시키고 눈가를 리프팅합니다.
목 & 데콜테주 활성화	초기 노화가 흔하게 나타나는 부위인 가로 목 주름과 처진 가슴 피부를 1.5mm와 3.0mm 프로브로 시술합니다.	단 한 번의 시술로도 질감을 매끄럽게 하고 탄력을 회복시킵니다.
이중턱 & 턱밑 지방 감소	4.5mm와 6mm 카트리가 목근막 위 지방에 에너지를 집중시켜 지방 세포를 파괴하고 위쪽 피부를 탄력 있게 조여줍니다.	지방분해 주사나 수술 없이도 턱과 목 윤곽을 다듬을 수 있습니다.
바디 킨투어링 & 둘레 감소	9mm와 13mm 프로브가 복부, 옆구리, 허벅지의 잘 빠지지 않는 지방을 타겟팅하여 둘레를 줄이고 피부 처짐을 개선합니다.	비침습적으로 지방 세포를 파괴하여 3~12개월에 걸쳐 점차적으로 슬림해집니다.
셀룰라이트 매끄럽게 만들기	깊은 카트리가 허벅지와 엉덩이에 "오렌지 껍질" 보조개를 만드는 섬유 종격과 지방구를 시술합니다.	피부 표면의 균일성과 질감을 눈에 띄게 개선하여 환자의 자신감을 높입니다.
질 회춘 & 탄력 개선	3.0mm와 4.5mm 질 프로브가 점막과 근육층을 수축시켜 출산이나 노화로 인해 늘어난 조직을 개선합니다.	성 기능을 향상시키고 자연 윤활을 증가시키며 복잡성 요실금 증상을 감소시킵니다.
수술 후 피부 수축	지방흡입이나 복부 성형 후 HIFU가 피부 수축과 콜라겐 리모델링을 촉진하여 윤곽의 매끄러움을 개선합니다.	회복을 빠르게 하고 표면 불균일을 감소시켜 수술 결과를 최적화합니다.

파라미터	값
모델	BL-512
기술	MMFU (미세 및 거대 집속 초음파)
기능	피부 탄력 개선, 주름 제거, 바디 킨투어링, 질 탄력 개선
전압	110~240V, 50/60Hz
시술 부위	전체 안면, 하안면, 데콜테주, 복부, 팔, 허벅지, 엉덩이, 질 부위
카트리지가당 HIFU 샷 수	20,000
포함된 카트리지	안면/바디: 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm, 6mm, 9.0mm, 13mm; 질: 3.0mm, 4.5mm

파라미터	값
닥 간격	5.0-25mm
에너지 출력	0.1-3.0 J
디스플레이	10.4인치 터치스크린
총 중량	18.0 kg
패키지 크기	54 x 46 x 46 cm
보증	2년

4D 질 Hifu 및 얼굴 Hifu 시스템

품목 번호: BL-509



소개

전문 의료 미용 클리닉을 위한 전문가용 2-in-1 질 HIFU 및 4D 얼굴 HIFU 시스템. 4D 멀티 라인 및 질 HIFU 프로브를 통한 비침습적 피부 탄력 개선, 주름 제거, 바디 컨투어링 및 질 재생. 콜라겐 생성을 자극하며, 다운타임이 없고 안전하고 효과적입니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
안면 주름 감소	DS-1.5 및 DS-3.0 카트리지를 사용하여 표피 및 진피에 집중 초음파를 전달하고, 눈가 주름, 이마 주름, 입가 주름 등의 부위에서 콜라겐과 엘라스틴 생성을 자극합니다.	자연스럽고 다운타임이 없는 치료로 잔주름을 매끄럽게 하고 피부 질감을 개선합니다.
전안면 리프팅	4.5mm 깊이의 DS-4.5 카트리지를 배치하여 SMAS 층을 타겟팅하고, 처진 볼, 턱뼈, 눈첩을 들어 올려 비수술적 안면 리프트 효과를 제공합니다.	절개 없이 가시적인 리프트와 탄력 있는 안면 윤곽을 제공합니다.
턱선 및 턱 컨투어링	4.5mm 및 선택 사항인 8mm 카트리지를 사용하여 턱밑 피부를 탄력 있게 하고 턱선을 재정의하여 이중 턱 현상을 줄입니다.	더 날카롭고 젊은 안면 프로필을 만듭니다.
바디 컨투어링 및 지방 감소	선택 사항인 13mm 카트리는 열 에너지를 피하 지방층에 집중시켜 지방 분해를 유도하고 복부, 옆구리, 허벅지의 국소 지방 축적을 줄입니다.	두께 감소가 측정 가능한 비침습적 바디 스컬핑입니다.
여드름 흉터 및 모공 개선	얕은 1.5mm 및 3.0mm 프로브는 콜라겐 리모델링을 자극하여 함몰된 흉터를 채우고 확대된 모공을 최소화합니다.	매끄럽고 고른 피부 표면을 회복하고 모공 크기를 줄입니다.
피부톤 개선 및 미백	3.0mm 카트리는 세포 재생률을 높이고 콜라겐 합성을 촉진하여 피부톤 개선, 색소 침착 감소, 더 빛나는 피부결로 이어집니다.	젊은 광채와 고른 피부톤을 달성합니다.
질 탄력 강화	질 전용 3.0mm 및 4.5mm 카트리는 HIFU를 고유막 및 근육층에 전달하여 콜라겐 변성을 일으키고 이후 질관의 수축 및 탄력을 강화합니다.	질 탄력을 강화하고 개인적인 편안함을 높이며 성적 웰니스를 지원합니다.
질 윤활 및 민감도 향상	점막하 3.0mm 치료는 세포 재생을 가속화하고 샘 기능을 활성화하여 자연스러운 윤활을 촉진합니다.	질 건조증을 완화하고 민감도를 높여 개인적인 만족도를 개선합니다.
눈밑 지방 및 다크서클 감소	1.5mm 카트리로 섬세한 눈 주위 부위를 정밀하게 타겟팅하여 피부를 단단하게 하고 눈밑 지방 및 다크서클의 출현을 줄입니다.	눈 주위를 상쾌하게 하여 더 밝고 젊어 보이게 합니다.

매개변수	사양
모델	BL-509
모드	질 HIFU 및 안면 4D HIFU
전력	400W
전압	100-240V, 50Hz/60Hz
에너지	최대 2.0 J
질 카트리지	3.0 mm 및 4.5 mm

매개변수	사양
안면 카트리리지	1.5 mm, 3.0 mm, 4.5 mm (8 mm 및 13 mm 선택 사항)
카트리리지당 발사 횟수	10,000발
총 발사 용량	50,000발
안면 프로브 DS-4.5	4 MHz, 침투 깊이 4.5 mm (SMAS 층 타겟팅)
안면 프로브 DS-3.0	8 MHz, 침투 깊이 3.0 mm (진피 콜라겐 층 타겟팅)
안면 프로브 DS-1.5	10 MHz, 침투 깊이 1.5 mm (표피 조직 타겟팅)
질 프로브 4.5 mm	수축 및 탄력 강화를 위해 SMAS 층에 에너지 전달
질 프로브 3.0 mm	콜라겐 재생을 위해 점막하 조직에 에너지 전달
총 중량	25 kg
패키지 치수	65 x 40 x 70 cm



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Zhengzhou, China

