

808Nm 다이오드 레이저 제모기 755+808+1064Nm 혼합 파장 전문 장비

품목 번호: BL-814



소개

755+808+1064nm 혼합 파장, 피코초 및 OPT 기술을 갖춘 전문 808nm 다이오드 레이저 제모기입니다. 진료소에 이상적이며, 고급 냉각 기술을 통해 모든 피부 타입에 안전하고 통증 없는 영구적인 모발 감소를 제공합니다. 제모, 문신 제거, 피부 재생을 다룹니다.

자세히 알아보기

적용 분야	설명	주요 이점
영구 모발 감소 (전신 부위)	다리, 팔, 겨드랑이, 비키니 라인, 등, 가슴 및 얼굴 부위를 치료하여 장기적인 제모를 실현합니다.	완전한 치료 과정 후 최대 90% 감소된 매끄러운 털 없는 피부; 모든 피부 타입에 안전합니다.
다색 문신 제거	피코초 및 Q-스위치 모드를 사용하여 파란색, 빨간색, 갈색 및 검은색 잉크를 타겟팅합니다.	적은 회수와 낮은 흉터 위험으로 전문 및 아마추어 문신을 효과적으로 희미하게 합니다.
색소 병변 교정	선택적인 멜라닌 파괴를 통해 기미, 주근깨, 카페오레 반점 및 타박반(Nevus of Ota)을 제거합니다.	주변 정상 피부의 열 손상 없이 더 맑고 고른 피부톤을 만듭니다.
손톱 곰팡이(조갑 백선증) 치료	1064nm Nd:YAG 레이저는 손톱 판을 투과하여 곰팡이 병원체를 모든 임상 하위 유형에서 제거합니다.	전신 부작용이 없는 비침습적이고 무약물 솔루션; 손톱의 투명도와 건강을 개선합니다.
피부 재생 및 여드름 제거	OPT 프로브는 특정 스펙트럼을 방출하여 염증을 줄이고 여드름 박테리아를 죽이며 콜라겐을 자극합니다.	최소한의 가동 중단 시간으로 개선된 피부 결, 축소된 모공 크기 및 줄어든 여드름 발생.
영구 메이크업 & 마이크로블레이딩 제거	눈썹, 아이라이너 및 입술 라인 문신을 정밀하게 희미하게 합니다.	모양 손상 없이 교정 또는 완전 제거가 가능한 빠르고 정밀한 제거.
헤어라인 윤곽 및 수염 정리	미용 관리를 위해 헤어라인을 재설정하고 수염 가장자리를 다듬습니다.	얼굴의 대칭과 개인 스타일을 향상시키는 통증 없고 정확한 셰이핑.
혈관 병변 관리	표적 532nm 및 1064nm 에너지로 거미 혈관종, 체리 혈관종 및 모세혈관 확장증을 치료합니다.	자반증(명)이나 흉터 위험을 최소화하면서 혈관이 빠르게 응고되고 사라집니다.

매개변수	사양
파장	755nm - 808nm - 1064nm 혼합
작동 주파수	1 - 10 Hz (조정 가능)
에너지 밀도	1 - 150 J/cm ²
펄스 폭	1 - 400 ms (조정 가능)
출력 모드	펄스 출력
스팟 크기 옵션	12×15 mm, 12×20 mm, 12×25 mm, 20×40 mm
레이저 출력 옵션	800 W, 1200 W, 1600 W (선택 가능)
핸드피스 냉각	TEC + 사파이어 냉각

매개변수	사양
TEC 냉각 칩	12 V / 6 A

매개변수	사양
피코초 출력	3000 W

프로브 파장 1064 nm, 532 nm, 1320 nm

매개변수	사양
OPT 출력	1200 W

프로브 파장 480 nm, 530 nm, 640 nm

매개변수	사양
제품 모델	BL-814

화면 15.6인치 터치 스크린

운영 언어	영어 (사용자 정의 가능)
-------	----------------

수온 범위 5 °C – 35 °C

워터 펌프	DP-60 다이어프램 펌프, 12 V
-------	----------------------

냉각 시스템 2 × 240×120 mm 라디에이터, 18 마이크로 채널

팬	4 × 220 V 무소음 팬, 3150 RPM
---	---------------------------

유량 센서 최소 2 L/min

새시 재질	고급 ABS
-------	--------

물탱크 용량 7 L

전원 전압	220 V / 110 V (선택 가능)
-------	-----------------------

기기 치수 50 cm × 50 cm × 110 cm

포팅 치수	61 cm × 58 cm × 129 cm
-------	------------------------

무게 68 kg